



seemann
technologies

one
way

ANTI-HAFT bipolar Pinzetten

zur Einmalverwendung

NON-STICK bipolar forceps single-use

➤ PINZETTE MIT EUROPÄISCHEM FLACHSTECKER . FORCEPS WITH EUROPEAN STANDARD CONNECTOR



➤ PINZETTE MIT KABEL 5 M UND 3 VERSCHIEDENEN ANSCHLUSSSTECKER-VARIANTEN
FORCEPS WITH CABLE 5 M AND 3 DIFFERENT CONNECTORS VARIANTS



flacher Stecker
flat plug
2-pin-international



runder Stecker
round plug
ERBE ICC/ACC



runder Stecker
round plug
MARTIN

➤ PRODUKTEIGENSCHAFTEN . QUALITY DETAILS

- komplette Silberspitze (keine Beschichtung) · complete silver tip (not only coating)
- Reduzierung von Gewebearhaftungen · reduction from tissue adhesion
- eindeutige Farbzuordnung, keine Verwechslungsgefahr mit wiederverwendbaren Pinzetten
unique color assignment, no confusion with reusable bipolar forceps
- sofort einsetzbar (steril verpackt) · immediately ready for use (sterile packed)
- komplett mit Anschlußkabel und verschiedenen Gerätesteckern lieferbar
complete with connecting cable and different connectors available (if needed)